

Novinka
vo fotorejuvenizácii

Marvel

Je príjemné
cítiť sa dobre
vo svojej koži.




Marvel

Predstavujeme Vám nový systém vo fotorejuvenizácii

Marvel je kompletný LED fotorejuvenizačný systém, poskytujúci neinvazívne, ale zároveň účinné metódy aktivujúce bunky kože nízkovýkonovou svetelnou energiou bez termického poškodenia. LED terapia zabezpečuje prienik svetla určitej vlnovej dĺžky do buniek kože za účelom biostimulácie a cieleného ošetrovania kožných problémov. Laboratórne štúdie poukazujú, že bunky kože rastú rýchlejšie, keď sú vystavené expozícii LED svetlu určitej vlnovej dĺžky.

V priebehu 20 dní dochádza k:

- 14% nárastu produkcie kolagénu
- 48% zvýšeniu produkcie elastínu
- 38% zvýšeniu krvnej cirkulácie



SVETLO / FARBA	MARVEL 6EX	MARVEL 6MD (medical doctor)
		1 LED panel 335x190mm 1056 LED diód = 264 LED diód na 1 farbu
Modré svetlo	415 nm 15,79 mW/cm ² 18,942 J/cm ²	415 nm 115 mW/cm ² 138 J/cm ²
Červené svetlo	630 nm 22,05 mW/cm ² 26,466 J/cm ²	630 nm 75 mW/cm ² 90 J/cm ²
Zelené svetlo	525 nm 19,245 mW/cm ² 17,094 J/cm ²	525 nm 115 mW/cm ² 138 J/cm ²
Žlté svetlo	590 nm 20,845 mW/cm ² 25,014 J/cm ²	590 nm 75 mW/cm ² 90 J/cm ²
2 sondy na mikroprúdovú terapiu (možnosť nastavenia nízkej, strednej a vysokej intenzity)	Nízka-L/20µa Stredná-M/80µa Vysoká-H/380µa	Nízka-L/20µa Stredná-M/80µa Vysoká-H/380µa
2 sondy na mikroprúdovú terapiu (možnosť nastavenia nízkej, strednej a vysokej intenzity)	15KHz Nízka-L/0µs Stredná-M/6µs Vysoká-H/12µs	15KHz Nízka-L/0µs Stredná-M/6µs Vysoká-H/12µs

Marvel so šiestimi aplikáciami v jednom elegantnom prevedení.



Modré svetlo 470 nm

Zlepšuje aknóznou pleť, má antibakteriálne a čistiace účinky. Zlepšuje vzhľad mastnej pleti, redukuje množstvo kožného mazu. Je plne použiteľné aj u citlivej pokožky.



Zelené svetlo 525 nm

Redukuje pigmentácie prienikom k bazálnej vrstve.




Žlté svetlo 590 nm


Lieči začervenania a má tiež detoxikačné a vyhladzujúce účinky. Zlepšuje lymfatickú a krvnú cirkuláciu.



Červené svetlo 640 nm

Zvyšuje produkciu kolagénu v pokožke, vedie k opätovnému spusteniu regeneračných mechanizmov a stimuluje fibroblasty. Červené svetlo je absorbované krvou a tkanivami s vysokým obsahom vody.





Prúdová terapia


Komplexný kozmetický systém Marvel ponúka okrem svetelnej LED terapie aj možnosti ošetrovania pleti prúdom.

Vysokofrekvenčná prúdová terapia

Používa sa napr. pri redukcii výskytu celulitídy, vypína a tonizuje ochabnutú kožu tela, podporuje produkciu molekúl kyslíka, vhodne podporuje vylučovacie procesy lymfatického systému, podporuje proces jemnej exfoliácie pokožky, zlepšuje krvný obeh, podporuje zdravý metabolizmus buniek, čo v konečnom dôsledku vedie k pevnejšej a zároveň jemnejšej pleti.


Mikroprúdová terapia

Jemným masírovaním tvárových svalov redukuje množstvo kožného mazu. Takisto zmierňuje vačky pod očami a zlepšuje celkový vzhľad pleti. Aktiváciou chemických reakcií na bunkovej úrovni, podporuje produkciu kolagénu a elastínu, čo následne vedie k spevneniu a vyhladeniu pleti a redukcii výskytu jemných vrások.



Svetelná LED terapia:

- minimalizuje viditeľné linky a vrásky pokožky
- zlepšuje tonizáciu a napätie pleti
- aktivuje fibroblasty, stimuluje novotvorbu kolagénu v pokožke
- znova naštartuje prirodzenú kolagénovú aktivitu
- zlepšuje vzhľad pleti po slnečnom žiarení
- zvyšuje krvnú cirkuláciu v koži
- pomáha znižovať produkciu melanínu, ktorý je príčinou hnedých stareckých škvŕn
- podporuje výživu pokožky zvnútra
- zlepšuje vzhľad nerovnomernej pigmentácie pokožky
- znižuje zhrubnutie kože
- redukuje veľkosť kožných pórov
- stimuluje a aktivuje metabolické funkcie kožných buniek
- podporuje vyhladzovanie kožných štruktúr
- spomaľuje degeneráciu pokožky spôsobenú vekom
- redukuje viditeľné sčervenanie pokožky
- je bezpečná a efektívna pre všetky typy pleti
- neinvazívna forma liečby
- bez nežiadúcich efektov
- bezbolestná terapia



Aplikácia vysokofrekvenčnej prúdovej sondy



Aplikácia mikroprúdovej sondy

KVANT[®]



KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Tel. : +421 2 6541 1344

Web: www.laser.sk
E-mail: sales@kvant.sk

Cobble
San Francisco

